

SOLUCIÓN PARA LIMPIEZA DE ELECTRODOS HANNA - HI7061L

H17061L es una solución de limpieza de uso general que se puede utilizar para una variedad de aplicaciones. Los electrodos pueden ensuciarse con el uso y producirán resultados inexactos, incluso aunque lean correctamente en un tampón de pH. Las soluciones de limpieza de Hanna eliminan las impurezas y los residuos que quedan en las superficies de los electrodos cuando se sumergen en muestras durante la medición o cuando se almacenan incorrectamente. Hanna sugiere limpiar la bombilla y la unión de su electrodo con regularidad para garantizar que la sonda esté siempre limpia y evitar obstrucciones en la unión.

- Especialmente formulado para la limpieza de electrodos.
- Sello hermético para garantizar la calidad.
- Fecha de vencimiento y número de lote.

ESPECIFICACIONES:

- Aplicación: Propósito general.
- Tamaño: 500 mL
- Paquete: botella
- Certificado de análisis: No

La limpieza es una rutina rápida y eficaz que debe realizarse periódicamente como medida preventiva contra el uso de un electrodo sucio y para garantizar que la unión no esté obstruida. Simplemente sumergiendo el electrodo en la solución de limpieza H17061L durante 15 a 20 minutos se disolverá cualquier depósito mineral u otros recubrimientos.



Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones: Garantiza la calidad y pureza de la solución.



+51 932 992 729
cneira@progenab.com